



SUTURE RESORBABLE **Practicryl**



Acide polyglycolique PGA

Type

Multifilament tressé et enrobé

Composition

Acide polyglycolique

Revetement

Polycaprolactone et stéarate de Ca (<1%)

Couleur

Violet

Réaction tissulaire

Minimale

Résorption

Par hydrolyse, celle-ci est totale en 60 à 90 jours; il persiste 50% de la force de traction après 21 jours.

Présentation

Boite de 12 pochettes

Tailored for surgery

www.aipsutures.com

SUTURE RESORBABLE

Practicryl



Caractéristiques

⦿ Importante force de traction

+ Excellent soutien des tissus

⦿ Synthétique

+ Réaction tissulaire minimale

⦿ Résorption par hydrolyse

+ Niveau de résorption prévisible

⦿ Fil tressé

+ Fil très maniable

+ Grande flexibilité

+ Très bonne résistance à la traction

+ Très grande sécurité des noeuds

⦿ Multifilament enrobé

+ Passage doux à travers les tissus avec un minimum de sciage et de trauma des tissus

+ Bonne fixation sur noeud

+ Effet de capillarité réduit

⦿ Emballage pratique et hermétique

+ Garantit la stérilité avant et pendant l'utilisation



Indications

Sutures générales et/ou ligatures des tissus mous


EN PARTICULIER :

- + Chirurgie générale
- + Urologie
- + Suture de peau
- + Chirurgie ophthalmique
- + Gynécologie
- + Orthopédie
- + Obstétrique
- + Chirurgie gastro-intestinale
- + Chirurgie plastique


Contraindications

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Produit résorbable: à ne pas utiliser lorsque l'on attend un support prolongé
- Prudence chez les patients ayant une cicatrisation retardée (insuffisance immunitaire)

Force de traction



Résorption



Tailored for surgery

SUTURE RESORBABLE

Practicryl



Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N. Type
8/0	0,4	30	DOUBLE	●	6 mm 1/4 230 MICRON	⊕
8/0	0,4	30	DOUBLE	●	6 mm 3/8 230 MICRON	⊕
8/0	0,4	30	DOUBLE	●	8 mm 3/8 230 MICRON	⊕
7/0	0,5	45	DOUBLE	●	8 mm 1/2 330 MICRON	⊕
7/0	0,5	45	DOUBLE	●	8 mm 3/8 280 MICRON	⊕
6/0	0,7	45	DOUBLE	●	6 mm 3/8 280 MICRON	⊕
6/0	0,7	45	DOUBLE	●	6 mm 1/4 280 MICRON	⊕
6/0	0,7	45	DOUBLE	●	8 mm 1/4 340 MICRON	⊕
6/0	0,7	75	SINGLE	●	17 mm 1/2	⊕
5/0	1	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	⊕
5/0	1	45	SINGLE	●	16 mm 3/8	⊕
5/0	1	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	⊕
5/0	1	75	SINGLE	●	17 mm 1/2	⊕
5/0	1	75	SINGLE	●	18 mm 3/8	⊕
5/0	1	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
5/0	1	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	⊕
5/0	1	150		●		
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	17 mm 1/2	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	18 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	18 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	⊕
4/0	1,5	45	SINGLE	●	25 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	26 mm 3/8 PREMIUM	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
4/0	1,5	150		●		
3/0	2	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	17 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	18 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
3/0	2	90	SINGLE	●	20 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	⊕
3/0	2	45	SINGLE	●	20 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	⊕
3/0	2	45	SINGLE	●	26 mm 3/8 PREMIUM	⊕
3/0	2	45	SINGLE	●	26 mm 1/2	⊕
3/0	2	90	SINGLE	●	26 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	35 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	60 mm STRAIGHT	⊕

Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N. Type
3/0	2	150		●		
2/0	3	75	SINGLE	●	17 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	⊕
2/0	3	90	SINGLE	●	26 mm 1/2 HEAVY	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 3/8 PREMIUM	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 1/2 HEAVY	⊕
2/0	3	75	DOUBLE	●	30 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
2/0	3	90	SINGLE	●	35 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	35 mm 3/8	⊕
2/0	3	45	SINGLE	●	35 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
2/0	3	90	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	⊕
2/0	3	150		●		
0	3,5	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	⊕
0	3,5	90	SINGLE	●	35 mm 1/2	⊕
0	3,5	90	SINGLE	●	40 mm 1/2 HEAVY	⊕
0	3,5	90	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2 HEAVY	⊕
0	3,5	90	SINGLE	●	50 mm 1/2	⊕
0	3,5	150		●		
1	4	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
1	4	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	⊕
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2 HEAVY	⊕
1	4	90	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
1	4	75	SINGLE	●	45 mm 1/2 HEAVY	⊕
1	4	90	SINGLE	●	50 mm 1/2	⊕
1	4	75	SINGLE	●	63 mm 3/8	⊕
1	4	75	SINGLE	●	76 mm 1/2	⊕
1	4	150		●		
2	5	45	SINGLE	●	40 mm 1/2 HEAVY	⊕
2	5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
2	5	90	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
2	5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	⊕
2	5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2 HEAVY	⊕
2	5	75	SINGLE	●	48 mm 1/2	⊕
2	5	90	SINGLE	●	50 mm 1/2	⊕

Notre gamme de produits ne se limite pas à la liste ci-dessus. Cette liste est donnée à titre d'exemple.

Tailored for surgery