



SUTURE RESORBABLE **Practigut chrom**



Monofilament Catgut Chromé

Type

Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament

Réaction tissulaire

Modérée

Composition

Brins de collagène purifiés prélevés sur la couche séreuse de bovins sélectionnés, originaires de pays certifiés indemnes d'ESB. Ces brins sont traités au sel de chrome.

Résorption

Par phagocytose. L'absorption est ralentie par le traitement aux sels de chrome, elle est complète après environ 70 jours. Il persiste 50% de la force de traction après 14 jours. Lorsqu'on l'utilise dans des tissus infectés ou des tissus avec des niveaux élevés d'enzymes protéolytiques (estomac, col de l'utérus, vagin) la résorption est encore plus rapide.

Revetement

Non

Présentation

Boite de 12 pochettes

Couleur

Brun foncé

Tailored for surgery

www.aipsutures.com

SUTURE RESORBABLE

Practigut chrom



Caractéristiques

⊗ Importante force de traction

+ *Excellent support des tissus*

⊗ Résorption par phagocytose

+ *Résorption uniforme*

⊗ Structure torsadée

+ *Manipulation aisée*

+ *Grande flexibilité*

+ *Grande force de traction*

+ *Excellente sécurité des noeuds*

⊗ Diamètre uniforme par polissage

+ *Pas de sciage ni de trauma à la traversée des tissus*

+ *Très grande sécurité des noeuds*

⊗ Emballage pratique et hermétique

+ *Garantit la stérilité avant et pendant l'utilisation*


Indications

Sutures et ligatures en chirurgie générale

EN PARTICULIER :

- + Chirurgie générale
- + Gynécologie
- + Obstétrique
- + Urologie
- + Chirurgie gastro-intestinale
- + Chirurgie ophthalmique


Force de traction



Contraindications

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Lorsqu'un très long soutien tissulaire est exigé
- Prudence chez les patients ayant une cicatrisation retardée (insuffisance immunitaire)
- Attention lorsque les tissus sont infectés
- Prudence par rapport aux allergies au collagène et au chrome

Résorption



Tailored for surgery

SUTURE RESORBABLE

Practigut chrom



Monofilament Catgut Chromé

Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N.Type
6/0	1	75	SINGLE	●	10 mm 1/2 330 MICRON	▽
6/0	1	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
5/0	1,5	75	SINGLE	●	10 mm 1/2 330 MICRON	○
5/0	1,5	45	SINGLE	●	13 mm 3/8 380 MICRON	▽
5/0	1,5	45	SINGLE	●	16 mm 1/2	○
5/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	○
5/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	▽
5/0	1,5	45	SINGLE	●	18 mm 1/2	○
5/0	1,5	45	SINGLE	●	18 mm 3/8	▽
5/0	1,5	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	▽
5/0	1,5	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
5/0	1,5	75	SINGLE	●	20 mm 3/8	▽
5/0	1,5	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	△
5/0	1,5	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	○
4/0	2	75	SINGLE	●	13 mm 1/2 430 MICRON	▽
4/0	2	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	○
4/0	2	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
4/0	2	75	SINGLE	●	18 mm 1/2	○
4/0	2	45	SINGLE	●	18 mm 3/8	▽
4/0	2	75	SINGLE	●	18 mm 3/8	▽
4/0	2	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
4/0	2	75	SINGLE	●	20 mm 3/8	▽
4/0	2	45	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
4/0	2	75	SINGLE	●	22 mm 3/8	▽
4/0	2	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	○
4/0	2	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	▽
4/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
4/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
4/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	▽
4/0	2	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
4/0	2	150		●		
3/0	3	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	○
3/0	3	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
3/0	3	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	○
3/0	3	75	SINGLE	●	18 mm 1/2	○
3/0	3	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	▽
3/0	3	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
3/0	3	75	SINGLE	●	20 mm 3/8	▽
3/0	3	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	▽
3/0	3	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	○
3/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
3/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
3/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	▽
3/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
3/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
3/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	○
3/0	3	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
3/0	3	75	SINGLE	●	45 mm 3/8	○
3/0	3	150		●		
2/0	3,5	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	▽

Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N.Type
2/0	3,5	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	○
2/0	3,5	75	SINGLE	●	25 mm 1/2 HEAVY	○
2/0	3,5	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
2/0	3,5	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
2/0	3,5	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	▽
2/0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
2/0	3,5	75	DOUBLE	●	30 mm 1/2	○
2/0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
2/0	3,5	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	▽
2/0	3,5	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
2/0	3,5	75	SINGLE	●	37 mm 1/2 HEAVY	○
2/0	3,5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
2/0	3,5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
2/0	3,5	75	SINGLE	●	45 mm 3/8	○
2/0	3,5	75	SINGLE	●	50 mm 1/2 HEAVY	○
2/0	3,5	150		●		
0	4	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
0	4	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
0	4	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
0	4	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
0	4	75	SINGLE	●	35 mm 3/8	▽
0	4	75	SINGLE	●	37 mm 1/2 HEAVY	○
0	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
0	4	75	SINGLE	●	42 mm 1/2	○
0	4	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
0	4	75	SINGLE	●	45 mm 3/8	○
0	4	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
0	4	150		●		
1	5	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
1	5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
1	5	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
1	5	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	○
1	5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
1	5	90	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
1	5	75	SINGLE	●	42 mm 1/2	○
1	5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2 HEAVY	○
1	5	75	SINGLE	●	45 mm 3/8	○
1	5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
1	5	75	SINGLE	●	48 mm 1/2 HEAVY	○
1	5	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
1	5	100	SINGLE	●	63 mm 3/8	●
1	5	150		●		
2	6	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	○
2	6	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
2	6	75	SINGLE	●	42 mm 1/2	○
2	6	75	SINGLE	●	45 mm 1/2 HEAVY	○
2	6	150		●		
3	7	150		●		
4	8	150		●		

Notre gamme de produits ne se limite pas à la liste ci-dessus. Cette liste est donnée à titre d'exemple.

Tailored for surgery