



RESORBEERBARE HECHTING

Practicryl

Polyglycolzuur PGA



Type

Gevlochten en gecoate multifilamenten

Samenstelling

Polyglycolzuur PGA

Coating

Polycaprolactone en calciumstearaat (1%)

Kleur

Violet

Weefselreactie

Minimal

Absorptie

De hydrolytische werking waardoor het materiaal wordt afgebroken, resulteert in een totale absorptie na ongeveer 60 tot 90 dagen. Ongeveer 50% van de treksterkte blijft over na 21 dagen.

Presentatie

Doos met 12 hechtingen of cassette

Tailored for surgery

www.aipsutures.com



Eigenschappen

Hoge treksterkte

+ Uitstekende weefselondersteuning

Synthetisch

+ Minimale weefselreactie

Breekt af door hydrolyse

+ Voorspelbare absorptiesnelheid

Gevlochten structuur

+ Uitstekende verwerkingseigenschappen

+ Hoge flexibiliteit

+ Hoge treksterkte

+ Uitstekende knoopzekerheid

Gecoat multifilament

+ Zachte passage door het weefsel met minimale zaag-, weefselweerstand en trauma

+ Goede knoopsluiting / verstelbaarheid

+ Verminderde capillaire werking

Hermetisch gesloten verpakking

+ Gegarandeerde afdichting en productsteriliteit




Indicaties

Algemene weke delen sluiting en/of ligatie

VOORAL IN :

- + Algemene chirurgie
- + Urologie
- + Huidsluiting
- + Oogheelkundige chirurgie
- + Gastro-intestinale chirurgie
- + Orthopedie
- + Gynaecologie
- + Verloskunde
- + Plastische chirurgie


Treksterkte



Contra-indicaties

- Cardiovasculaire chirurgie
- Neurochirurgie
- Omdat het resorbeerbaar is niet te gebruiken wanneer een langdurige wondondersteuning nodig is.
- Voorzichtig bij patiënten met vertraagde wondgenezing (bv. gecompromitteerd immuunsysteem).

Absorptie





DOZENS

Referentie	Draaddiameter		Naald	Naald	Draad (cm)	Naald	Draad Kleur
	USP	EP	Type	Kromming		(mm)	
0240T319S90	4/0	1,5	▽	3/8	90	19	Paars
0230T326S90	3/0	2	▽	3/8	90	26	Paars
0220T326S90	2/0	3	▽	3/8	90	26	Paars
0200T330S90	0	3,5	▽	3/8	90	30	Paars
0201T340S90	1	4	▽	3/8	90	40	Paars
0202T248S90	2	5	▽	1/2	90	48	Paars

CASSETTES

Referentie	Draaddiameter		Draad (m)	Draad Kleur
	USP	EP		
PGA02-XXX	3/0	2	25/50	Paars
PGA03-XXX	2/0	3	25/50	Paars
PGA35-XXX	0	3,5	25/50	Paars
PGA05-XXX	2	5	50/100	Paars
PGA06-XXX	3-4	6	50/100	Paars

Ons productassortiment is niet beperkt tot de bovenstaande lijst. De lijst wordt slechts als voorbeeld gegeven.