

# RESORBEERBARE HECHTING **Practigut Chroom**



## Type

Getwijnde multifilamenten met een monofilament uiterlijk

## Samenstelling

Strengen gezuiverd collageen afkomstig uit de serosalaag van geselecteerde runderen, gelooid met chroomzouten. Herkomst uit BSE-vrij geclassificeerde landen.

## Coating

Geen

## Kleur

Donkerbruin

## Weefselreactie

Matig

## Absorptie

Door fagocytose. De absorptiesnelheid wordt vertraagd door chromeren. Volledige massa-absorptie in ongeveer 70 dagen. Ongeveer 50% van de treksterkte blijft over na 14 dagen. Bij gebruik in geïnfecteerde weefsels of in weefsels met een verhoogd gehalte aan proteolytische enzymen (maag, baarmoederhals, vagina) wordt het sneller geabsorbeerd.

## Presentatie

Cassette

# RESORBEERBARE HECHTING

## Practigut Chroom



## Eigenschappen

- ⦿ Hoge treksterkte
  - + *Uitstekende weefselondersteuning*
- ⦿ Absorptie door fagocytose
  - + *Gelijkmatige absorptie*
- ⦿ Gedraaide structuur
  - + *Uitstekende verwerkingseigenschappen*
  - + *Hoge flexibiliteit*
  - + *Hoge treksterkte*
  - + *Uitstekende knoopzekerheid*
- ⦿ Uniforme diameter door centerloos polijsten (monofilament uiterlijk)
  - + *Zachte doorgang door het weefsel zonder zagen, weefselrek en trauma*
  - + *Uitstekende knoopsluiting*
- ⦿ Hermetisch gesloten verpakking
  - + *Gegarandeerde verzegeling en productsteriliteit*

## Indicaties

Algemene weke delen sluiting en/of ligatie


### VOORAL IN :

- + Algemene chirurgie
- + Oogheelkundige chirurgie
- + Gastro-intestinale chirurgie
- + Gynaecologie
- + Verloskunde
- + Urologie


## Contra-indicaties

- Cardiovasculaire chirurgie
- Neurochirurgie
- Omdat het resorbeerbaar is niet te gebruiken wanneer een langdurige wondondersteuning nodig is.
- Voorzichtig bij patiënten met vertraagde wondgenezing (bv. gecompromiteerd immuunsysteem).
- In de buurt van geïnfecteerde wonden
- Bekende gevoeligheden of allergieën voor collageen of chroom

## Treksterkte



## Absorptie



*Tailored for surgery*

# RESORBEERBARE HECHTING

## Practigut Chroom



### CASSETTES

Referentie	Draaddiameter		Draad (m)	Draad Kleur
	USP	EP		
CAC03-100	3/0	3	100	Bruin
CAC35-100	2/0	3,5	100	Bruin
CAC04-100	0	4	100	Bruin
CAC05-075	1	5	75	Bruin
CAC06-050	2	6	50	Bruin
CAC07-050	3	7	50	Bruin
CAC08-030	4	8	30	Bruin

Ons productassortiment is niet beperkt tot de bovenstaande lijst. De lijst wordt slechts als voorbeeld gegeven.

*Tailored for surgery*

[www.aipsutures.com](http://www.aipsutures.com)