

# SUTURE RESORBABLE

## Practigut plain



Monofilament Catgut Classique

### Type

Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament

### Réaction tissulaire

Moderée

### Composition

Brins de collagène purifiés prélevés sur la couche séreuse de bovins sélectionnés, originaires de pays certifiés indemnes d'ESB

### Résorption

Par phagocytose. L'absorption est complète après environ 63 jours. Il persiste 50% de la force de traction après 7 jours. Lorsqu'on l'utilise dans des tissus infectés ou des tissus avec des niveaux élevés d'enzymes protéolytiques (estomac, col de l'utérus, vagin) la résorption est encore plus rapide.

### Revetement

Aucun

### Présentation

Cassette

### Couleur

Ivoire

*Tailored for surgery*

[www.aipsutures.com](http://www.aipsutures.com)

# SUTURE RESORBABLE

## Practigut plain



## Caractéristiques

 **Importante force de traction**

+ *Excellent support des tissus*

 **Résorption par phagocytose**

+ *Résorption uniforme*

 **Structure torsadée**

+ *Manipulation aisée*

+ *Grande flexibilité*

+ *Grande force de traction*

+ *Excellente sécurité des noeuds*

 **Diamètre uniforme par polissage**

+ *Pas de sciage ni de trauma à la traversée des tissus*

+ *Très grande sécurité des noeuds*

 **Emballage pratique et hermétique**

+ *Garantit la stérilité avant et pendant l'utilisation*

## Indications

Sutures et ligatures en chirurgie générale

**EN PARTICULIER :**

+ Chirurgie générale                      + Chirurgie ophthalmique

+ Gynécologie

+ Obstétrique

+ Chirurgie gastro-intestinale

+ Urologie

## Contraindications

- Chirurgie cardiovasculaire

- Neurochirurgie


- Lorsqu'un très long soutien tissulaire est exigé

- Prudence chez les patients ayant une cicatrisation retardée (insuffisance immunitaire)


- Attention lorsque les tissus sont infectés

- Prudence par rapport aux allergies au collagène

## Force de traction



## Résorption



*Tailored for surgery*

# SUTURE RESORBABLE

## Practigut plain



### CASSETTES

Référence	Diamètre du fil		Fil (m)	Fil Couleur
	USP	EP		
CAP03-100	3/0	3	100	Ivoire
CAP35-100	2/0	3,5	100	Ivoire
CAP04-100	0	4	100	Ivoire
CAP05-075	1	5	75	Ivoire
CAP06-050	2	6	50	Ivoire
CAP07-050	3	7	50	Ivoire
CAP08-030	4	8	30	Ivoire

Notre gamme de produits ne se limite pas à la liste ci-dessus. Cette liste est donnée à titre d'exemple.

*Tailored for surgery*

[www.aipsutures.com](http://www.aipsutures.com)