



SUTURE NON RESORBABLE

Monopractilon



monofilament en NYLON

Type

Monofilament

Composition

Extrusion de polyamide

Revetement

Non

Couleur

Bleu ou noir

Réaction tissulaire

Minimale

Résorption

Non-résorbable, graduellement encapsulé par du tissu conjonctif dont la masse diminue d'environ 10% en un an par rupture des liaisons chimiques par hydrolyse.

Présentation

Boite de 12 pochettes

Tailored for surgery

www.aipsutures.com

SUTURE NON RESORBABLE

Monopractilon



Caractéristiques

⦿ **Importante force de traction, non résorbable**

+ *Excellent support permanent des tissus*

⦿ **Synthétique**

+ *Très faible réaction tissulaire*

⦿ **Monofilament avec diamètre microscopique uniforme**

+ *Passage doux au travers des tissus sans lésions*

+ *Pas d'effet capillaire et donc pas de support à la croissance bactérienne*

+ *Très grande sécurité des noeuds*

⦿ **Souplesse et modulabilité**

+ *Très bon touché*

+ *Noeuds sûrs et aisés*

⦿ **Emballage scellé hermétiquement**

+ *Stérilité garantie*

Indications

Sutures et ligatures des tissus mous

MONOPRACTILON BLEU EST SPÉCIALEMENT UTILISÉ POUR :

- + Fermeture de la peau
- + Chirurgie générale
- + Chirurgie plastique
- + Chirurgie gastro-intestinale
- + Gynécologie & Obstétrique
- + Orthopédie

MONOPRACTILON NOIR POUR :

- + Chirurgie plastique
- + Chirurgie ophtalmique

SUTURE NON RESORBABLE

Monopractilon



monofilament en NYLON

Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N.Type
11/0	0,1	30	DOUBLE	●	6 mm 3/8 150 MICR.	⊕
10/0	0,2	13	DOUBLE	●	4 mm 3/8 150 MICR.	⊕
10/0	0,2	30	DOUBLE	●	4,75 mm 3/8 150 MICR.	⊕
10/0	0,2	30	DOUBLE	●	6 mm 3/8 220 MICR.	⊕
10/0	0,2	45	DOUBLE	●	6 mm 3/8 150 MICR.	⊕
10/0	0,2	30	DOUBLE	●	6 mm 3/8 150 MICR.	⊕
10/0	0,2	13	SINGLE	●	6,35 mm 3/8 140 MICR.	⊕
9/0	0,3	13	SINGLE	●	4,75 mm 3/8 130 MICR.	⊕
8/0	0,4	13	SINGLE	●	6,5 mm 3/8 130 MICR.	⊕
8/0	0,4	45	DOUBLE	●	8 mm 3/8 220 MICR.	⊕
8/0	0,4	45	SINGLE	●	8 mm 1/2 220 MICR.	⊕
7/0	0,5	45	SINGLE	●	8 mm 3/8 230 MICR.	⊕
6/0	0,7	45	SINGLE	●	8 mm 3/8 280 MICR.	⊕
6/0	0,7	45	SINGLE	●	10 mm 3/8 330 MICR.	⊕
6/0	0,7	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
5/0	1	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	⊕
5/0	1	45	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
5/0	1	45	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
5/0	1	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
5/0	1	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	⊕
4/0	1,5	45	SINGLE	●	12 mm 3/8 430 MICR.	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	45	SINGLE	●	16 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	45	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	90	DOUBLE	●	20 mm 1/2	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	24 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	45	SINGLE	●	25 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	⊕
4/0	1,5	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
3/0	2	45	SINGLE	●	16 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
3/0	2	45	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	⊕
3/0	2	45	SINGLE	●	20 mm 3/8	⊕
3/0	2	90	DOUBLE	●	20 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	24 mm 3/8	⊕
3/0	2	45	SINGLE	●	26 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	⊕
3/0	2	45	SINGLE	●	26 mm 1/2	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	⊕
3/0	2	75	SINGLE	●	35 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	24 mm 3/8	⊕

Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N.Type
2/0	3	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	⊕
2/0	3	45	SINGLE	●	26 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
2/0	3	45	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	35 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	35 mm 3/8	⊕
2/0	3	45	SINGLE	●	40 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	40 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	45 mm 3/8	⊕
2/0	3	100	SINGLE	●	58 mm 3/8	⊕
2/0	3	75	SINGLE	●	60 mm STRAIGHT	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
0	3,5	90	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
0	3,5	45	SINGLE	●	35 mm 1/2	⊕
0	3,5	150	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
0	3,5	100	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
0	3,5	150	SINGLE	●	50 mm 1/2 HEAVY LOOP	⊕
0	3,5	100	SINGLE	●	50 mm 1/2	⊕
0	3,5	150	SINGLE	●	50 mm 1/2 LOOP	⊕
0	3,5	150	SINGLE	●	50 mm 1/2 LOOP	⊕
0	3,5	100	SINGLE	●	90 mm 3/8	⊕
1	4	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	⊕
1	4	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
1	4	90	SINGLE	●	30 mm 3/8	⊕
1	4	150	SINGLE	●	35 mm 1/2 LOOP	⊕
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
1	4	100	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
1	4	100	SINGLE	●	40 mm 1/2 LOOP	⊕
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	⊕
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 3/8	⊕
1	4	75	SINGLE	●	45 mm 3/8	⊕
1	4	150	SINGLE	●	45 mm 1/2 LOOP	⊕
1	4	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	⊕
1	4	75	SINGLE	●	48 mm 1/2	⊕
1	4	150	SINGLE	●	50 mm 1/2 HEAVY LOOP	⊕
1	4	150	SINGLE	●	50 mm 1/2 LOOP	⊕
1	4	150	SINGLE	●	50 mm 1/2 LOOP	⊕
1	4	75	SINGLE	●	50 mm 3/8 ² SUTURE VINYL TUBE	⊕
1	4	100	SINGLE	●	90 mm 3/8	⊕
1	4	50	SINGLE	●	90 mm 3/8	⊕
2	5	100	SINGLE	●	90 mm 3/8	⊕
2	5	75	SINGLE	●	48 mm 1/2	⊕

Notre gamme de produits ne se limite pas à la liste ci-dessus. Cette liste est donnée à titre d'exemple.

Tailored for surgery