



SUTURE RESORBABLE **Practicryl Rapid**



Acide Polyglycolique PGA Rapid tressé

Type

Multifilament tressé et enrobé

Composition

Acide polyglycolique

Revetement

Polycaprolactone et stéarate de Ca (<1%)

Couleur

Beige - incolore / Violet

Réaction tissulaire

Minimale

Résorption

Par hydrolyse, celle-ci est totale en 42 jours; il persiste 50% de la force de traction après 7 jours.

Présentation

Boite de 12 pochettes

Tailored for surgery

www.aipsutures.com

SUTURE RESORBABLE

Practicryl Rapid



Caractéristiques

⦿ Importante force de traction

+ Excellent soutien des tissus

⦿ Synthétique

+ Réaction tissulaire minimale

⦿ Résorption par hydrolyse

+ Niveau de résorption rapide et prévisible

⦿ Fil tressé

+ Fil très maniable

+ Grande flexibilité

+ Très bonne résistance à la traction

+ Très grande sécurité des noeuds

⦿ Multifilament enrobé

+ Passage doux à travers les tissus avec un minimum de sciage et de trauma des tissus

+ Bonne fixation sur noeud

+ Effet de capillarité réduit

⦿ Emballage pratique et hermétique

+ Garantit la stérilité avant et pendant l'utilisation

Indications

Suture superficielle des tissus mous de la peau et des muqueuses


EN PARTICULIER :

- + Chirurgie plastique
- + Obstétrique (Episiotomie)
- + Urologie (Circoncision)
- + Gynécologie
- + Chirurgie pédiatrique


Contraindications

- Chirurgie cardiovasculaire
- Neurochirurgie
- Ligature
- Lorsqu'un soutien est exigé pour plus de 7 jours
- Prudence chez les patients ayant une cicatrisation retardée (insuffisance immunitaire)

Force de traction



Résorption



Tailored for surgery

SUTURE RESORBABLE

Practicryl Rapid



Acide Polyglycolique PGA Rapid tressé

Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N.Type
6/0	0,7	45	SINGLE	●	10 mm 3/8 280 MICR	○
6/0	0,7	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
6/0	0,7	75	SINGLE	●	17 mm 1/2	○
5/0	1	45	SINGLE	●	13 mm 3/8 380 MICR	▽
5/0	1	75	SINGLE	●	13 mm 1/2 430 MICR	▽
5/0	1	90	SINGLE	●	13 mm 1/2 430 MICR	○
5/0	1	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	○
5/0	1	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
5/0	1	75	SINGLE	●	18 mm 3/8	▽
5/0	1	75	SINGLE	●	18 mm 1/2	○
5/0	1	75	SINGLE	●	20 mm 3/8	▽
5/0	1	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	▽
5/0	1	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
5/0	1	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	○
5/0	1	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	13 mm 3/8 430 MICR	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 1/2	○
4/0	1,5	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	▽
4/0	1,5	90	SINGLE	●	16 mm 1/2	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	18 mm 1/2	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	20 mm 3/8	△
4/0	1,5	45	SINGLE	●	20 mm 1/2	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
4/0	1,5	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	○
4/0	1,5	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
4/0	1,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	▽
4/0	1,5	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
4/0	1,5	150		●		
3/0	2	75	SINGLE	●	16 mm 3/8	△
3/0	2	75	SINGLE	●	19 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
3/0	2	45	SINGLE	●	20 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	25 mm 1/2	○
3/0	2	90	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
3/0	2	45	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	35 mm 3/8	▽
3/0	2	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
3/0	2	75	SINGLE	●	60 mm STRAIGHT	▽
3/0	2	150		●		
2/0	3	75	SINGLE	●	20 mm 1/2	○

Usp	Met.	Len.	Needle	Col.	Description	N.Type
2/0	3	75	SINGLE	●	25 mm 3/8	▽
2/0	3	90	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	26 mm 3/8	▽
2/0	3	90	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 3/8	▽
2/0	3	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
2/0	3	90	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	35 mm 3/8	▽
2/0	3	90	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	○
2/0	3	90	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
2/0	3	90	SINGLE	●	48 mm 1/2	○
2/0	3	75	SINGLE	●	50 mm 3/8	▽
2/0	3	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
2/0	3	150		●		
0	3,5	75	SINGLE	●	26 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	▽
0	3,5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	▽
0	3,5	75	SINGLE	●	37 mm 1/2	○
0	3,5	90	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	▽
0	3,5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
0	3,5	90	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
0	3,5	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
0	3,5	150		●		
1	4	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	35 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	36 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
1	4	90	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	▽
1	4	75	SINGLE	●	40 mm 3/8	▽
1	4	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
1	4	90	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
1	4	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○
1	4	100	SINGLE	●	65 mm 3/8	●
2	5	90	SINGLE	●	48 mm 1/2	○
2	5	75	SINGLE	●	30 mm 1/2	○
2	5	75	SINGLE	●	45 mm 1/2	○
2	5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
2	5	90	SINGLE	●	40 mm 1/2	○
2	5	150		●		
2	5	75	SINGLE	●	40 mm 1/2	▽
2	5	75	SINGLE	●	50 mm 1/2	○

Notre gamme de produits ne se limite pas à la liste ci-dessus. Cette liste est donnée à titre d'exemple.

Tailored for surgery